

# APARAT DO BADANIA CZASU REAKCJI

## Cechy wyróżniające:

- Badanie czasu reakcji prostej i złożonej
- Intuicyjna obsługa dzięki komunikatom wyświetlanym na wyświetlaczu LCD
- Specjalne funkcje wspomagające instruktaż dla osoby badanej
- Generowanie 3 sygnałów świetlnych i 2 dźwiękowych
- Możliwość zaprogramowania własnych sekwencji bodźców świetlnych i dźwiękowych
- Wysoka estetyka wykonania
- Trwała i solidna konstrukcja
- Możliwość współpracy z programem komputerowym APS



## W skład zestawu wchodzi:

- panel sterujący dla psychologa
- sygnalizator świetlny – dźwiękowy do powieszenia na ścianie (*statyw stanowi wyposażenie opcjonalne*)
- zestaw przycisków nożnych i ręcznych
- zasilacz
- instrukcja obsługi

## Dane techniczne

### Wymiary:


**panel sterujący:** 23cm x 17cm x 6cm

**sygnalizator:** 8cm x 6cm x 20cm

**płyta z przyciskami:** 40cm x 30cm x 7cm

**Waga zestawu:** 3,5 kg

**Zasilanie:** 12VDC



**więcej na:**

[www.atss.pl](http://www.atss.pl)

- Gdańsk -

**kontakt:**

[biuro@atss.pl](mailto:biuro@atss.pl)